



東洋ダイヤモンド®
Toyo Diamond
DIAMOND DENTAL BURS

(株)東洋バー製作所からWSPTジャパンへ——

Toyo Diamond
DIAMOND DENTAL BURS

東洋ダイヤモンド®



**豊富な種類で
あらゆる現場に対応!**

合同会社 WSPT ジャパン



CAD/CAM用 ダイヤモンドバーセット

CAD/CAMで製作する修復物の支台歯形成時に、軸面や咬合面の形成、仕上げ作業に必要なバーをアレンジしたセットです。

そのまま滅菌できるキットケース付き!!

セット
内容


軸面-切縁の形成					ガイドグループ	仕上	咬合面の仕上		スライスカット
TM1	TM2	TM3	TM4	TM5	300	TM5-FF	307	307-FF	246R

※カタログ表示の形状は実寸法です。

BUR No.	101	201	202	203	103	105	204	205	206	230	231	233	234	235	106	107	108
ϕd	004														007	009	011
ϕD	012	015	015	019	013	017	011	015	017	012	015	015	017	019	011	013	015
l	050	080	100	100	040	030	070	070	100	070	070	100	100	100	046	046	046
L	210	200	225	225	190	190	210	210	210	200	200	225	227	225	190	190	190

BUR No.	109	207	208	209	210	211	212	212W	111	112	219	112HR	221	116HS	116	117	117HS	118	118HS
ϕd	013	007	010	013	007	009	011	013						006	007	008	006	007	009
ϕD	017	012	015	019	015	017	019	022	011	013	014	013	019	009	010	011	010	012	012
l	050	070	070	070	100	100	100	100	040	040	060	050	070	027	025	026	012	029	015
L	190	200	200	200	225	225	225	225	190	190	200	190	200	190	190	190	190	190	190

BUR No.	125	122	123	124	131	132	133	213	214	215	216	217	218	218W
ϕd								006	009	012	006	008	010	
ϕD	009	013	015	019	009	012	014	012	015	019	015	017	019	022
l	014	030	032	017				070	070	070	100	100	100	100
L	190	190	190	190	190	190	190	200	200	200	225	225	225	225



・カタログ内の形態図は、原寸大で表示しています。
・シャंकφ: 1.592~1.598

d: 最小直径 D: 最大直径

ご注意
・FFタイプは10万rpm以下でご使用ください。
・ロングサイズは24mm以上または、頭部外径が2mmを越えるバーについては30万rpm以下でご使用ください。
・充分な注水下でフェザータッチでご使用ください。

ST ショートシャंक

F ファイン


FF スーパーファイン

A ラフィング

BD スーパーラフィング

※カタログ表示の形状は実寸法です。

Long Bur




BUR No.	236HS	246HS-R	246R	243R	244R	247R	248R	202-L	210-L	211-L	212-L	214-L	216-L	217-L	T529-M	T529-L	T629-M	T629-L	T630-M	T630-L
ϕd			003	010	070	004	004		007	009	010	008	005	008	009	009	009	009	006	006
ϕD	011	010	012	015	017	017	019	016	016	018	019	015	016	018	019	019	019	019	015	015
ℓ	060	060	080	070	080	100	100	110	110	110	110	080	110	110	140	140	140	140	140	140
L	200	210	220	210	210	227	220	240	240	240	240	210	240	240	260	290	260	290	260	300

Wheel square and Knifeedg etc.




BUR No.	300	302	306	307	350	360	370	380	390
ϕd			010		015				
ϕD	034	054	032	025	021	031	031	024	029
ℓ	007	007	060	045	050	050	050	070	060
L	170	200	200	205	190	200	200	200	200

Short Shank Bur




BUR No.	106-ST	107-ST	108-ST	109-ST	116-ST	201-ST	202-ST	204-ST	207-ST	208-ST	213-ST	
ϕd	007	009	010	012	007					007	010	006
ϕD	011	013	015	016	010	015	015	011	012	015	012	
ℓ	040	040	040	050	025	080	100	070	070	070	070	
L	150	150	150	150	150	180	200	180	170	170	170	

Short Shank Bur




BUR No.	214-ST	217-ST	230-ST	231-ST	234-ST	350-ST
ϕd	008	009				015
ϕD	015	017	012	015	017	021
ℓ	070	100	070	070	100	050
L	170	200	170	170	200	150

TM Bur



BUR No.	TM-1	TM-2	TM-3	TM-4	TM-5	TM-5FF
ϕd	014	013	012	015	013	013
ϕD	023	020	019	024	022	022
ℓ	090	090	070	114	110	110
L	220	220	186	240	240	240

Ruffing Bur




BUR No.	108-A	109-A	208-A	209-A	210-A	211-A	212-A
ϕd	012	012	010	014	008	010	012
ϕD	016	017	016	020	016	018	020
ℓ	040	050	070	070	100	100	100
L	190	190	200	200	225	225	225

Ruffing Bur




BUR No.	213-A	214-A	217-A	218-A	221-A
ϕd	007	008	008	011	
ϕD	013	016	018	020	020
ℓ	070	070	100	100	070
L	200	200	225	225	200

Finishing Bur




BUR No.	201-F	202-F	204-F	211-F	218-F
ϕd				008	007
ϕD	014	014	011	016	019
ℓ	080	100	070	100	100
L	200	225	210	225	225

Black Diamond Bur



BUR No.	201-FF	202-FF	204-FF	246R-FF	307-FF	108-BD	306-BD
ϕd						010	010
ϕD	013	013	009	012	023	015	032
ℓ	080	100	070	080	045	040	060
L	200	225	210	220	205	190	200




6本入り各種/1ケース ¥2,580 (税込 ¥2,838)
12本入り各種/1ケース ¥4,800 (税込 ¥5,280)

10本入り/キットケース付
1ケース ¥5,200 (税込 ¥5,720)




TPパイロットロングバー

根管形成はTPパイロットロングバーの使用によって、迅速かつ安全・確実に、術者および患者さんに疲労感が極めて少ない歯内療法が可能となります。




BUR No.	TP26	TP27-F	TP28-F	TP730-L	TP32-F	TP32-FF	TP36-F	TP36-FF
ISO No.	508	508	508	223	223	223	224	224
φD	016	009	014	015	013	014	013	014
ℓ	140	105	160	140	160	160	180	180
L	260	270	320	300	320	320	360	360



使用上のご注意

1. TPパイロットロングバーは必ず低速用（タービン及びエアーマーター）にてご使用ください。
2. ロングバーの着脱には充分ご注意ください。
3. 治療前は必ず口腔外で回転し、ロングバーに芯振れがないことを確認のうえご使用ください。
4. 治療中は十分な注水下で、フェザータッチでご使用ください。
5. 使用後はチャックからロングバーを外して保管してください。



・ISO寸法表示は1/10mmで表しています。（例）100=10mm
 ・カタログ内の形態図は原寸大で表示しています。

TPパイロットロングバー



TP26 TP27-F TP28-F TP730-L TP32-F TP32-FF TP36-F TP36-FF

6本入り各種/1ケース ¥3,000 (税込 ¥3,300)

■ご用命は



<製造販売元> 合同会社 WSPT ジャパン
 〒341-0024 埼玉県三郷市三郷 1-20-18
 TEL.048-954-5636 FAX.048-954-5637

